

Testeurs de pH électronique avec électrode remplaçable

Premier testeur de pH paru en 1986, le pHep® a révolutionné le marché en fournissant aux utilisateurs un appareil précis, économique et facile à utiliser: une alternative intéressante aux papiers de tournesol traditionnels.

Depuis plus de vingt ans, cette série de testeurs a complètement été redessinée afin de répondre aux besoins de productivité.

Le corps des appareils est maintenant plus robuste et ergonomique. Un plus grand écran a également été ajouté permettant une visibilité dans n'importe quel angle. La jonction de tissu renouvelable optimise la durée de vie du testeur. Les instruments de la famille pHep® sont dotés d'un capuchon protégeant le bulbe de verre de l'électrode. Ces populaires testeurs sont utilisés pour des mesures rapides de pH dans une large gamme d'applications.



Description du produit

HI 98106 (*Champ*®) est livré avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

HI 98107 (pHep®) est livré avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

HI 98108 (pHep®+) est livré complet avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles et manuel d'instructions.

Caractéristiques techniques

	HI 98106 (<i>Champ</i> ®)	HI 98107 (pHep®)	HI 98108 (pHep®+)
Gamme		0.0 à 14.0 pH	
Résolution		0.1 pH	
Précision (@20°C/68°F)	±0.2 pH	±0.1 pH	
Étalonnage	manuel, 1 point	manuel, 1 point	manuel, 2 points
Compensation T°	—	—	automatique, 0 à 50°C
Type de piles/durée	4 x 1.5V / approx. 800 heures d'utilisation continue	4 x 1.5V / approx. 700 heures d'utilisation continue	4 x 1.5V / approx. 700 heures d'utilisation continue
Environnement		0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%	
Dimensions		175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9")	
Poids		95 g (3.4 oz)	

Accessoires

HI 73108*	Électrode de rechange pour HI 98108	HI 7004M	Solution d'étalonnage pH 4.01, 230 ml
HI 73106*	Électrode de rechange pour HI 98106 et HI 98107	HI 7007M	Solution d'étalonnage pH 7.01, 230 ml
HI 70004P	Solution d'étalonnage pH 4.01, 25 x 20 ml	HI 7010M	Solution d'étalonnage pH 10.01, 230 ml
HI 70007P	Solution d'étalonnage pH 7.01, 25 x 20 ml	HI 70300M	Solution d'entreposage pour électrodes, 230 ml
HI 70010P	Solution d'étalonnage pH 10.01, 25 x 20 ml	HI 7061M	Solution de nettoyage à usage général pour électrodes, 230 ml

* Doit être exécuté uniquement par du personnel qualifié.

Pour la gamme complète des solutions d'étalonnage, d'entreposage et de nettoyage, voir section F.